



CIRCULAR No.

PARA: ENTIDADES TERRITORIALES DE SALUD, INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD, Y DEMAS INSTITUCIONES QUE PRESTEN EL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN.

DE: MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

REFERENCIA: SE DA ALCANCE Y SE MODIFICA EL NUMERAL 3 DE LA CIRCULAR No. 0000029 DEL 23 DE JUNIO DE 2006, CONDICIONES A TENER EN CUENTA PARA EL USO DE OXIDO DE ETILENO

FECHA:

Teniendo en cuenta que el Ministerio de la Protección Social, adopto mediante la Resolución 2183 de 9 de julio de 2004, el Manual de Buenas Prácticas de Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud, en el cual se contemplaron diferentes métodos de esterilización, a continuación me permito señalar además de las recomendaciones contenidas en el documento en mención, las siguientes:

1. Para el uso adecuado de oxido de etileno se deben tener en cuenta la bibliografía citada en el Manual de Buenas Practicas de Esterilización para Prestadores de Servicios de Salud, especialmente la Guía Técnica Colombiana - GTC 68 "Buenas Prácticas en Instituciones de Salud e Industrias. Gas Oxido de Etileno" y la Norma Técnica Colombiana - NTC 4668 " Evaluación Biológica de Dispositivos Médicos. Residuos de esterilización con Oxido de Etileno".
2. Aspectos básicos a considerar para el uso de Oxido de Etileno como agente esterilizante y que deben estar perfectamente definidos por el usuario:
 - a- Cumplimiento de los requisitos del área de instalación del esterilizador con base en Oxido de Etileno.
 - b- Almacenamiento y manejo de fuentes de Oxido de Etileno.
 - c- Manejo de derrames y escapes de Oxido de Etileno.
 - d- Medición periódica de concentración ambiental de Oxido de Etileno en el área de uso.
 - e- Supervisión, entrenamiento y salud del personal expuesto a Oxido de Etileno.
 - f- Control de los residuos de Oxido de Etileno en los equipos médicos esterilizados, siguiendo las recomendaciones de fabricantes de equipos médicos para tiempos adecuados de aireación.